



Die Kinnstütze wurde für den Einsatz bei der Diagnostik und bei der Therapie visueller Funktionen entwickelt. Sie wird in der Klinik, Ambulanz oder für das Training zuhause verwendet.

Ihre leichte Bauweise und die einfache Handhabung ermöglichen die Anwendung in verschiedensten Situationen, in denen eine stabile Kopfhaltung unerlässlich ist. Sie ist ergonomisch geprüft, flexibel und benutzerfreundlich.

Die Kinnstütze besteht aus einer leichten und sehr stabilen Edelstahl-Konstruktion, die per Schraubklemme am Tisch befestigt wird. Durch wenige Handgriffe können die Einstellungen individuell an die jeweilige Person angepasst werden.

Die Höhenverstellbarkeit wird über eine Metallschienen-konstruktion und Feststellriegel ermöglicht (Variation des Abstands der Kinnauflage über dem Tisch: 23 – 41 cm). Dadurch ist die Kinnstütze für Personen unterschiedlicher Körpergröße gut geeignet.

Die Kinnauflage besteht aus einem Kunststoff was im Vergleich zu Metall als angenehm empfunden wird. Durch die glatte Oberfläche der Auflage gibt es keinen störenden Druck auf das Kinn und sie ist leicht zu reinigen.



Zusätzliche Stabilität erhält der Kopf durch ein flexibel einstellbares Stirnband aus leicht abwaschbarem Polyesterstoff. Durch die variable Länge und die Höhenverstellbarkeit über verschiebbare Befestigungstifte kann das Stirnband optimal an die Kopfform angepasst werden.

Die Kinnstütze wurde im Rahmen klinischer Studien bereits an Patienten erprobt. Durch die individuelle Anpassung wird die NovaVision Kinnstütze im Vergleich zu herkömmlichen Kinnstützen als sehr bequem empfunden.

Zusammenfassung der Merkmale:

- flexibler Einsatzbereich
- individuelle Einstellungen ermöglichen eine bequeme Sitzhaltung
- angenehm im Hautkontakt
- einfache Handhabung, stabile Halterung
- leicht zu reinigen



Der Preis für die NovaVision • Kinnstütze beträgt:

195,00 Euro

(zzgl. Versandkosten)

(zzgl. Mehrwertsteuer)

Die Kinnstütze sowie weitere Informationen erhalten Sie bei:

HelferApp GmbH

NovaVision Zentrum für Sehtherapie

Zur Klus 31

39175 Gommern OT Wahlitz

Fon: +49 (0)391 6 36 00 50

Fax: +49 (0)391 6 36 00 70

Email: sehen@novavision.de



NovaVision

HelferApp GmbH • Zur Klus 31 • 39175 Gommern OT Wahlitz • Germany
Fon: +49 (0)391 63 600 50 • Fax: +49 (0)391 63 600 70
Email: sehen@novavision.de • www.novavision.de

Bestellformular - Kinnstütze

per Fax an: +49 (391) 63 600 70

NovaVision Kinnstütze à 195,00 €: Stk.

zzgl. Versand / zzgl. MwSt.

Lieferanschrift:

.....
.....
.....
.....

Ansprechpartner / Tel.:

Rechnungsanschrift:

(falls abweichend von Lieferanschrift)

.....
.....

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift